



เครื่องชั่งทอง (Gold Line Series)

ซีรีส์ GL

รุ่น	ชั่งได้สูงสุด (กรัม)	ค่าความละเอียด (กรัม)	ขนาดจานชั่ง (มม.)	การสอบเทียบ
GL224i-1S	220	0.0001	Ø90	Internal
GL6202i-1S	6,200	0.01	180x180	Internal
GL3202i-1S	3,200	0.01	180x180	Internal
GL2202i-1S	2,200	0.01	180x180	Internal

ซีรีส์ ENTRIS

ENTRIS4202i-1S	4,200	0.01	180x180	Internal
ENTRIS2202-1S	2,200	0.01	180x180	External

ซีรีส์ CUBIS

MSE36201S	36,200	0.1	400x300	isoCAL
MSE20201S	20,200	0.1	400x300	isoCAL



GL&GCL Series



ENTRIS®

เครื่องชั่งจิวเวลรี่ (Gold Carat Line Series)

ซีรีส์ GCL

รุ่น	ชั่งได้สูงสุด (กะรัต)	ค่าความละเอียด (กะรัต)	ขนาดจานชั่ง (มม.)	การสอบเทียบ
GCL1103i-1S	1,100	0.001	Ø90	Internal
GCL603i-1S	600	0.001	Ø90	Internal

ซีรีส์ GD

GD603	605	0.001	Ø90	External
-------	-----	-------	-----	----------



CUBIS®

อุปกรณ์เสริม (Optional Accessories)


เครื่องพิมพ์ผล (Printer)

จอที่สอง (Secondary Display)

โปรแกรม Weigh Anchor (Weigh Anchor Software)



Printer



Secondary Display