

รายละเอียดตู้น้ำควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Incubator) MICRO -250L



1. เป็นตู้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ ใช้ระบบควบคุมสั่งการด้วย Microprocessor PID Controller
2. ขนาดความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
3. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 4 ถึง 60 องศาเซลเซียส
4. ค่าความคงที่การอ่านค่าอุณหภูมิ +/- 1 องศาเซลเซียส
5. ค่าความละเอียดการอ่านค่า 0.1 องศาเซลเซียส
6. มีจอแสดงผลค่าของอุณหภูมิพร้อมมี ตัวเลข ตัวหนังสือและสัญลักษณ์แสดง สถานะ การทำงานของตู้
7. ประตูตู้มี 2 ชั้น ชั้นในเป็นประตูกระจกใส ส่วนชั้นนอก เป็นประตูทึบ ป้องกันแสง
8. มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายตู้
9. มีช่องสำหรับใส่ชั้นที่สามารถใส่วางชั้นได้หลายระดับ
10. มีชุดปั๊มควบคุมการทำงานติดตั้งบริเวณด้านหน้าภายนอกตู้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และตั้งค่าต่างๆ
11. มีหลอดไฟสำหรับให้แสงสว่างภายในตู้ช่วยให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้ชัดเจน
12. มีพัดลมอยู่ด้านหลังของตู้ช่วยให้กระจายตัวอากาศทำให้ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้สม่ำเสมอ
13. มีระบบตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกิน
14. โครงสร้างของตู้ภายนอกเป็น โลหะเคลือบสี ภายในเป็นสแตนเลสสตีล
15. มีคอมเพรสเซอร์สำหรับทำอุณหภูมิเย็น
16. มีระบบ self- temperature calibration โดยผู้ใช้งานเองได้

หมายเหตุ รายละเอียดคุณลักษณะตู้ควบคุมอุณหภูมิ MICRO มีให้เลือก 3 ขนาด -ขนาด 70 ลิตร ,150 ลิตร ,250 ลิตร
(ถ้าเป็นขนาดใหญ่ 380 ลิตรจะต้องเปลี่ยน spec บางข้อ)