



ตู้ปลอดเชื้อ

รุ่น BC900 ยี่ห้อ TP-LAB ประกอบในประเทศไทย

1. เป็นตู้ปลอดเชื้อแบบตั้งโต๊ะ
2. ตัวตู้ทำด้วยโลหะเคลือบกันสนิมอย่างดีทั้งภายในและภายนอก
3. ด้านหน้าเป็นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. สามารถเปิด-ปิดได้
4. มีช่องว่างสำหรับทำงานไม่น้อยกว่า 84x16 ซม.
5. ขนาดของตู้ (กว้างxลึกxสูง) มีขนาดไม่น้อยกว่า 92.7x65x113 ซม.
6. ตัวตู้มีพื้นที่ใช้งาน (กว้างxลึกxสูง) มีขนาดไม่น้อยกว่า 92.5x60.5x61 ซม.
7. มีขาตั้งทำด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม ความสูงระหว่าง 70-75 ซม.
8. มีเฮป้า ฟิลเตอร์ (HEPA filter) มีขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x15 ซม.
9. สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
10. มีระบบพัดลม ระบบ Centrifugul เป่าลมตามแนวดิ่ง
11. มีมอเตอร์พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 1/8 แรงม้า 0.18 แอมป์
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล
13. ภายในตู้มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ 1 ชุด พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด หน้าตู้
14. ภายในตู้มีหลอดยูวีขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ 1 ชุด พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด หน้าตู้

