

ตู้เชื้อเชื้อไม้อัด ยี่ห้อ PANYALAB. Model WCB-90

1. ตู้ทำด้วยไม้อัดสักขนาด 90 x 60 เซนติเมตร พื้นผิวภายในทั้ง 4 ด้านบุด้วยฟอรั่มก้ำสีขาว ส่วนผนังด้านหน้าตู้มีกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 mm.
2. หุมวกครอบไส้กรองผนังภายในนอกบุด้วยฟอรั่มก้ำสีขาว
3. ไส้กรองเป็นแผ่น HEPA Filter ขนาด 12 x 12 นิ้ว สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนมีประสิทธิภาพในการกรองได้ 99.97 %
4. เครื่องเป่าอากาศออกนอกตู้ใช้ไฟฟ้า 220 VAC
5. มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อมีกำลังไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ ชุดวางเป็นแบบ setronic
6. มีหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ให้ความสว่างมีกำลังไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
7. ผลิตภายในประเทศไทย

